



PHILIPS

Efficia

Monitor de paciente CM10

Un monitor
**práctico
y rentable**



Si busca el equilibrio entre calidad y presupuesto, los monitores Philips Efficia son la solución. Ofrecen una amplia gama de monitores que se adaptan a sus necesidades.

Los monitores Efficia ponen a su alcance algoritmos probados de medición fisiológica y funciones básicas. Están diseñados para ser portátiles, intuitivos y adaptarse a su flujo de trabajo. Su acceso a la mayoría de las funciones se realiza con tan solo tres clics o menos.

Ofrecen una atención eficaz y de calidad al tiempo que se ajustan a su presupuesto, así como lo mejor de ambos mundos: la innovación y funcionalidad que espera de Philips y el valor que necesita.

Si busca el equilibrio entre calidad y presupuesto, **Philips Efficia es la solución**

Ofrece las mismas funcionalidades a un menor coste: gracias a la variedad de mediciones disponibles podrá responder a los cambios de estado de sus pacientes. Los monitores de paciente Efficia utilizan las mismas mediciones fisiológicas con las que se monitorizan en la actualidad a más de 200 millones de pacientes al año. Obtendrá la misma calidad que quizá ya conozca de la gama de monitores de Philips.

Los monitores Efficia se centran en funciones esenciales de monitorización mediante unas mediciones fisiológicas precisas y fiables.



Monitor de paciente Efficia CM10 de Philips

- Presenta un diseño robusto y fiable; es capaz de soportar cargas de trabajo intensas, golpes e interferencias electrostáticas.
- Su diseño ligero y portátil facilita su instalación.
- Baterías reemplazables por el usuario¹ y 4 horas² de monitorización continua (con 1 batería de 9 celdas totalmente cargada) durante traslados o en caso de fluctuaciones de la fuente de alimentación.
- 48 horas de visualización completa de datos en el monitor de cabecera (opcional); revisión retrospectiva para mejorar la toma de decisiones.
- Preparado para su conectividad plug-and-play con la central de monitorización Philips Efficia³.
- Conectividad HL7 para su conexión con los sistemas de información hospitalaria (opcional).

¹ Con un destornillador de cabeza plana estándar.

² Efficia CM10 con 1 batería de 9 celdas midiendo ECG, SpO2 y PNI automática cada 15 minutos. La duración de la batería variará dependiendo de los parámetros utilizados y de otras condiciones.


³ Consulte la disponibilidad con Philips.

Monitor de paciente Efficia CM10

Efficia CM10 cuenta con opciones y accesorios que le aportan compatibilidad con una amplia variedad de entornos clínicos y de estados de gravedad del paciente.

Su diseño compacto y ligero con pantalla de 10" permite acceder a la mayoría de las funciones clínicas en tres pasos o menos.

Las mediciones disponibles de dos presiones invasivas y el CO₂ef son algunas de las funciones que mejoran la capacidad de monitorización, ya que permiten ajustar el dispositivo de acuerdo con las necesidades específicas de los profesionales sanitarios.



Características (los accesorios deben solicitarse por separado)

- Botones de control de navegación
- Pantalla táctil (opcional)
- Pantalla de 10"
- Monitorización de ECG de 3 y 5 derivaciones (los accesorios deben solicitarse por separado)
- Salida de ECG analógica (opcional)
- Temperatura continua doble
- FAST SpO₂ de Philips (opcional)
- SET^{®1} SpO₂ de Masimo[®] (opcional)
- PNI de Philips
- Análisis de arritmias básicas de Philips
- Análisis de arritmias mejoradas de Philips (opcional)
- Análisis ST de Philips
- Respiración por impedancia
- Salida HL7 (opcional)
- Batería de 3 o 9 celdas (opcional)
- Y mucho más...

Gama de fungibles Efficia que se adaptan a su presupuesto

Los monitores de paciente Efficia ofrecen eficacia y calidad al tiempo que se ajustan a su presupuesto. Efficia le ofrece lo mejor de ambos mundos: la innovación y funcionalidad que espera de Philips y el valor que necesita.

- Los fungibles Efficia mantienen los estándares de Philips en cuanto a precisión de las mediciones y rendimiento clínico.
- Los fungibles Efficia se pueden utilizar en toda la gama Efficia CM, al igual que en otros productos Efficia.



Monitorización de SpO₂ Manguito de PNI



Monitorización de ECG/CO₂ef

¹ Puede que SET de Masimo no esté disponible en todos los países

Mismas funcionalidades, **menor coste**

Puede que se encuentre bajo una presión constante por satisfacer las necesidades clínicas con un presupuesto ajustado debido a la situación económica actual. De una forma u otra, las decisiones que se toman respecto a un paciente dependen de la calidad de su solución de monitorización de pacientes..

Ya no es necesario sacrificar la calidad ni el presupuesto. Los monitores de paciente Efficia utilizan las mismas mediciones fisiológicas desarrolladas por Philips con las que ya se monitorizan 200 millones de pacientes al año. Obtendrá la misma calidad que quizá ya conozca de nuestra gama de monitores.

Los monitores de paciente Efficia se centran en las funciones esenciales de monitorización. Es decir, ofrecen acceso a las características que necesita a un precio asequible.

El apoyo que necesita el personal sanitario

La verdadera rentabilidad de su inversión se verá reflejada en la calidad asistencial que pueda ofrecer a sus pacientes. Para ello, necesita una monitorización que esté a la altura.

Gracias a los 50 años de experiencia en monitorización de pacientes hemos desarrollado un amplio conocimiento de los flujos de trabajo y de las necesidades del personal sanitario. Con esta información, hemos diseñado los monitores Efficia fáciles de utilizar y con los que puede ofrecer a sus pacientes una asistencia eficaz y rápida.

La interfaz intuitiva Efficia facilita el uso del monitor, ya que permite al personal con poca experiencia utilizarlos tras una formación breve y sin esfuerzo. Esto resulta esencial en áreas concurridas con personal temporal o rotaciones frecuentes. Cuando el uso de los equipos es fluido y seguro, se puede dedicar más tiempo al cuidado de los pacientes.

Nos adaptamos a su presupuesto y a sus necesidades

Comprendemos la importancia de la rentabilidad general de su inversión. Por ello, diseñamos y creamos productos con una vida útil larga.

- **Colaboramos con usted para definir sus necesidades** y ofrecer alternativas de financiación
- **Mantenga su confianza gracias a nuestras garantías**, con las que obtendrá una reducción del coste de mantenimiento y evitará gastos no planificados por averías
- **Benefíciense de la asistencia local de gran calidad de Philips Customer Services**, siempre acorde a su presupuesto y a las capacidades internas de su centro





Masimo y SET son marcas comerciales registradas de Masimo Corporation.

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos propietarios.

www.philips.com

www.philips.com/efficia

4522 991 18044 * MAR 2017