


PHILIPS

Efficia

Monitor de pacientes
CM12



Monitor com
**confiabilidade
e valor**



Quando qualidade e orçamento importam, a escolha é o monitor de pacientes Philips Efficia. Em sintonia com as suas necessidades, oferecemos uma ampla gama de monitores de pacientes.

Algoritmos de medições fisiológicas de eficácia comprovada e funcionalidades essenciais estão agora ao seu alcance. Tendo em mente o seu fluxo de trabalho, os monitores Efficia são concebidos para serem portáteis e de uso intuitivo. Todas as funções podem ser acessadas com três cliques ou menos.

Com os monitores de pacientes Efficia, você pode ter certeza de estar proporcionando um atendimento eficiente e de qualidade – tudo isso sem sair do seu orçamento. É o melhor de dois mundos: a funcionalidade e inovação que você espera da Philips e o valor de que você precisa.

Quando verba e qualidade importam, a escolha é o Philips Efficia.

Reduzindo seus custos, não suas capacidades: adaptando-se de acordo com as condições do paciente através de uma gama de opções de medidas clínicas. Os monitores de pacientes Efficia usam as mesmas medições fisiológicas desenvolvidas pela Philips que já ajudam a monitorar mais de 200 milhões de pacientes todos os anos. Você obterá a mesma qualidade que já deve conhecer, da nossa linha de monitores existente.

Os monitores de pacientes Efficia dão ênfase à funcionalidade do monitoramento com as medições fisiológicas comprovadamente apuradas e confiáveis da Philips.



Monitor de pacientes Philips Efficia CM12

- Solidamente construído e confiável; suporta cargas pesadas de trabalho, choques físicos e interferência eletrostática
- Projetado para ser leve e portátil para uma instalação flexível
- Baterias substituíveis pelo usuário¹, 6 horas² de monitoramento contínuo durante o transporte ou para lidar perfeitamente com oscilações no fornecimento de energia (com 2 baterias de 9 células totalmente carregadas)
- 48 horas de divulgação completa de dados no monitor à beira do leito (opcional); revisões retrospectivas para tomada otimizada de decisões
- Pronto para conectividade *plug-and-play* com a central de monitoramento Philips Efficia³
- Conectividade HL7 para interação com sistemas de informação do hospital (opcional)

¹ Com chave de fenda ponta chata padrão

² Efficia CM12 com duas baterias de nove células, realizando ECG, SpO₂ e PANI automática a cada 15 minutos. A vida útil da bateria pode variar com base nos parâmetros utilizados e outras condições.

³ Favor verificar a disponibilidade com seu representante de vendas Philips

Monitor de Pacientes Efficia CM12

O monitor de pacientes Efficia CM12 oferece um conjunto de opções e acessórios que permitem ao dispositivo atender a uma ampla variedade de cenários clínicos e de níveis de necessidades de pacientes. A maioria das funções clínicas pode ser acessada em três etapas ou menos.

PAI dupla, etCO₂ e débito cardíaco são apenas algumas das opções disponíveis para permitir uma capacidade reforçada de monitoramento, sendo que o dispositivo pode ser configurado de modo a atender às necessidades específicas dos profissionais de saúde.



Recursos (os acessórios podem ser pedidos separadamente)

- Cursor de navegação
- Tela sensível ao toque (opcional)
- Tela de 12"
- Monitor cardíaco (ECG) de 3 e 5 derivações
- Monitor cardíaco (ECG) de 12 derivações (opcional)
- ECG de saída analógica
- Temperatura dupla contínua Philips FAST SpO₂ (opcional)
- Masimo® SET®1 SpO₂ (opcional)
- PANI Philips
- Arritmia básica Philips
- Arritmia reforçada Philips (opcional)
- Análise ST Philips
- Respiração por impedância
- Saída HL7 (opcional) Bateria dupla (opcional)
- E várias outras opções...

Uma linha de acessórios Efficia para equiparar preços

Com os monitores de pacientes Efficia, você pode ter certeza de estar proporcionando um atendimento eficiente e de qualidade — tudo isso sem sair do seu orçamento. É o melhor de dois mundos: a funcionalidade e inovação que você espera da Philips e o valor de que você precisa.

- Os acessórios Efficia mantêm o alto padrão de precisão das medições da Philips
- Os acessórios Efficia podem ser usados para a série completa de monitores Efficia CM, e também para outros produtos Efficia.



¹ O Masimo SET pode não estar disponível em todos os países

Reduza seus custos, não suas capacidades

Você pode estar sentindo a pressão constante de atender às demandas clínicas com um orçamento apertado – ou as pressões do atual cenário econômico. De um modo ou de outro, você confia na qualidade do seu monitoramento de pacientes e nas informações de que precisa para as decisões sobre a gestão de pacientes.

Agora não há mais necessidade de avaliar contrapartidas. Os monitores de pacientes Efficia usam as mesmas medições fisiológicas da Philips que já ajudam a monitorar mais de 200 milhões de pacientes todos os anos. Você obterá a mesma qualidade de desempenho, que já deve conhecer, da nossa linha de monitores existente.

Os monitores de pacientes Efficia dão ênfase à funcionalidade do monitoramento. Isso quer dizer que você pode acessar os recursos de que precisa, a um custo de compra e um custo total de propriedade que você pode justificar.

Ajudando a equipe a ajudar os pacientes

O retorno efetivo de seu investimento no monitoramento de pacientes está na qualidade de seu atendimento. E isso significa que você precisa de um monitoramento que o ajude a proporcionar esse atendimento.

Cinquenta anos de experiência em monitoramento de pacientes nos permitiu desenvolver um profundo entendimento dos fluxos de trabalho clínico e das necessidades da equipe. Com esse entendimento, nós estamos para que você possa oferecer ao paciente um atendimento rápido e eficiente.

Nossa intuitiva interface de usuário Efficia ajuda você a tomar providências rapidamente. Até mesmo médicos com pouca experiência podem estar prontos a usar os monitores após um curto período de treinamento. Manter esforço e prazo de treinamento reduzidos é especialmente importante em áreas com muita demanda, com pessoal temporário ou alta rotatividade. E quando se sentir confortável e confiante no uso do equipamento, você poderá passar mais tempo cuidando dos pacientes.

Colaborando com o seu orçamento e atendendo às suas necessidades

Nós entendemos a importância dos custos permanentes para o retorno total de seu investimento. Desde o início, projetamos e criamos produtos com vida útil bastante longa.

- **Trabalhe conosco para definir suas necessidades** e ter acesso a várias alternativas de financiamento.
- **Mantenha-se confiante com garantias** que ajudam a diminuir os custos de manutenção e despesas não planejadas.
- **Obtenha um atendimento local de qualidade junto à rede autorizada da Philips**, sintonizado com sua capacidade interna e seu orçamento.



Masimo e SET são marcas registradas da Masimo Corporation.

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus respectivos proprietários.

www.philips.com

www.philips.com/efficia

4522 991 18051 * ABRIL DE 2016